

## Isolator workplace

Cayman Pharma, s.r.o. | Czech Republic | 2022



## Cayman Pharma, s.r.o. | Czech Republic | Isolator Workplace for API Production

Investor, locality:	Cayman Pharma s.r.o., Czech Republic
Implementation date:	2022
Description:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The isolator workstation is used for API production</li> <li>• The purpose of the isolator Workstation is protection of the worker handling highly efficient substances as well as protection of the manipulated materials from air humidity and oxygen</li> <li>• Due to the integration of the devices into the isolator and the need to operate them, the isolator is designed as double-sided</li> <li>• The device is in a negative pressure mode</li> <li>• Leak tightness class 3 according to ISO 10648-2</li> </ul>

## Cayman Pharma, s.r.o. | Tschechische Republik | Isolator-Arbeitsplatz für die API-Produktion


Kunde, Standort:	Cayman Pharma s.r.o., Tschechische Republik
Projektdatum:	2022
Projektbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Isolator-Arbeitsplatz dient für die Produktion von API</li> <li>• Der Isolator-Arbeitsplatz ist zum Schutz des Personals bei der Arbeit mit hochwirksamen Substanzen und zum Schutz der gehandhabten Materialien vor Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff bestimmt</li> <li>• Aufgrund der Integration der Geräte in den Isolator und der Notwendigkeit, diese zu bedienen, ist der Isolator als doppelseitig ausgelegt</li> <li>• Die Anlage befindet sich im Vakuum-Modus</li> <li>• Dichtheitsklasse 3 gemäß ISO 10648-2</li> </ul>

## Cayman Pharma s.r.o. | Česká republika | Izolátorové pracoviště pro výrobu API

Investor, lokalita:	Cayman Pharma s.r.o., Česká republika
Doba plnění:	2022
Popis:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izolátorové pracoviště slouží pro výrobu API</li> <li>• Účelem izolátorového pracoviště je ochrana pracovníka při práci s vysoce účinnými látkami a rovněž ochranu manipulovaných materiálů před vzdušnou vlhkostí a kyslíkem</li> <li>• Z důvodu integrace zařízení do izolátoru a potřeby jejich obsluhy je izolátor navržen jako oboustranný</li> <li>• Zařízení je v režimu podtlaku</li> <li>• Třída těsnosti 3 podle ISO 10648-2</li> </ul>



Isolator Workplace for API Production | Cayman Pharma, s.r.o. | Czech Republic



Isolator Workplace for API Production | Cayman Pharma, s.r.o. | Czech Republic



Isolator Workplace for API Production | Cayman Pharma, s.r.o. | Czech Republic